

APTIC ENZYCLEAN PRO[®]

تركيبة علمية مدروسة ومثبتة الفعالية في تنظيف الملوثات العضوية المعقدة. للتنظيف العميق للأجهزة الطبية والمناظير الداخلية بدعم بروتوكولات مكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الطبية. مطول تنظيف إنزيمي عالي الفعالية، مخصص للإزالة الكاملة للملوثات العضوية من الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام، وخاصة المناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي والتنفسي. يعتمد على تركيبة متقدمة من ثلاثة إنزيمات متأزرة.

Amylase (أميلاز):

يفكك النشويات والإفرازات الحيوية.

Lipase (ليباز):

يحلل الدهون والشحوم والزيوت الطبية.

Protease (بروتياز):

يكسر البروتينات والدم والأنسجة والمخاط.



معلومات السلامة والتخزين

- يُحفظ في درجة حرارة 5-25°م.
- لا يسبب تآكل الأدوات.
- يجب شطف الأجهزة جيداً بالماء المعقم بعد التنظيف.



المزايا

- ✓ يعمل في درجات حرارة من 20°م إلى 60°م.
- ✓ مناسب لجميع أنواع المعادن والبلاستيك والسيليكون المستخدمة في الأجهزة الطبية.
- ✓ سريع المفعول (زمن تماس 5-10 دقائق).
- ✓ رغوة منخفضة لضمان غسل كامل في أجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية والأوتوماتيكية.
- ✓ غسيل المناظير المرنة والصلبة.
- ✓ أدوات الجراحة العامة والقلبية والعظمية.
- ✓ أجهزة التخدير والإنعاش.
- ✓ أدوات طب الأسنان.





APTIC ENZYCLEAN PRO[®]

A scientifically designed and proven-effective formulation for the removal of complex organic contaminants

For Deep Cleaning of Medical Devices & Endoscopes

Supports infection control protocols in hospitals and medical centers. Aptic EnzyClean Pro is a high-performance enzymatic cleaning solution specifically formulated for the complete removal of organic residues from reusable medical devices, especially flexible and rigid endoscopes. It features a synergistic blend of three powerful enzymes.

Protease

Breaks down proteins, blood, tissue, and mucus.

Lipase

Hydrolyzes fats, oils, and lipid-based residues.

Amylase

Removes starches and carbohydrate-based secretion.

المزايا

- ✓ Effective at temperatures from 20°C to 60°C
- ✓ Compatible with all medical-grade metals, plastics, and silicone
- ✓ Fast-acting (contact time: 5-10 minutes)
- ✓ Low-foaming – suitable for ultrasonic and automated washer-disinfectors
- ✓ Flexible and rigid endoscopes (gastrosopes, colonoscopes, bronchoscopes) .
- ✓ General, cardiovascular, and orthopedic surgical instruments .
- ✓ Anesthesia and respiratory devices .
- ✓ Dental instruments .

Safety & Storage

Store at 5-25°C

Non-corrosive to instruments

Rinse devices thoroughly with sterile water after cleaning



www.apticsyria.com



+963 988 745 788 / +963 997 246 739



info@apticsyria.com